

水分計の購入をご検討されているお客様へ朗報です！

カールフィッシャー電量/容量滴定法 水分測定装置 CA/KF-31



容量滴定法KF-31



電量滴定法CA-31

日頃よりご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

キャンペーン期間中に、CA/KF-31をご購入下さいましたお客様に、もれなく下記の1～6のいずれか一つをプレゼントいたします。

キャンペーン期間

2018年3月31日

納品分まで

プレゼント商品一覧

1. 電量滴定法セルセット

異なる試薬での測定や予備品としてお使い頂けます。

また、KF-31と組み合わせることにより、電量滴定法の測定が可能になります。



2. 容量滴定法フラスコセット

異なる試薬での測定や予備品としてお使い頂けます。



3. 気化装置用電源BOX

CA/KF-31に水分気化装置VA-200型を接続する際に必要となる電源BOXです。




4. 給排液ユニット

セルやフラスコ内の試薬交換を液に触れずに行うことができるオプションユニットです。スイッチひとつで給液と排液を簡単に操作できます。



5. ビューワソフトウェア TV-31

ビューワソフトウェアTV-31があれば、CA/KF-31の測定データをUSB経由でパソコンに取り込むことができます。取り込んだデータからMicrosoft® Excel®やWord®のレポートも簡単に作成できます。



6. ドットプリンタセット

普通紙印刷用プリンタです。感熱紙タイプとは異なり、データの長期保存に適しています。ケーブルと予備のプリンタロール紙、インクリボンを含みます。



カールフィッシャー電量/容量滴定法 水分測定装置 CA/KF-200



水分測定装置 CA/KF-200

キャンペーン期間中にCA/KF-200をご購入下さいましたお客様へ、もれなく下記の7~10のいずれか一つをプレゼントいたします。

キャンペーン期間

2018年3月31日

納品分まで

プレゼント商品一覧

7. 電量滴定法電極セット

- ・対極液槽 (CA20CE)
- ・検出電極 (CAMDEB)

9. 消耗品セット

- ・プリンターロール紙
※感熱紙(PRIPR4)または普通紙(PRIPR8)を選択下さい
- ・密閉栓リング (CAMBLL)
- ・回転子35L (CAROTR)
- ・専用グリース (CAGREA)
- ・ゴムパッキン (CAMGPC) 各 2個

8. 容量滴定法フラスコセット

- ・KFフラスコセット(テフロンコック付) (KFEA3B)
 - ・KFフラスコセット(テフロンコック無) (KFEA2B)
- ※いずれか一つを選択下さい

10. ドットプリンタセット

- ・外付けドットプリンター (CAEPDA)
- ・プリンターロール紙 (PRIPR8)
- ・パソコンインターフェイス (CAEKB3)
- ・外付けプリンタ用ケーブル (CAEPRC)
- ・インクリボン (CA8RBN)

■分析のご相談：(株)三菱ケミカルアナリテックの営業所もしくは当社指定の代理店へお問い合わせください。

■メンテナンス：当社はお客様の点検および校正のご要望・ご依頼に迅速に対応できるよう体制を整えています。

 三菱ケミカルアナリテック **HP** <https://www.mccat.co.jp>

東日本営業所：TEL(03)5542-0353 FAX(050)3737-4490
大阪営業所：TEL(06)6305-7050 FAX(050)3737-5332
中部営業所：TEL(052)485-7680 FAX(0467)86-4460
九州営業所：TEL(093)643-4410 FAX(050)3730-1271
カスタマーセンター：TEL(0467)86-3703 FAX(0467)86-3713

