

正確な知識で確実な測定！

水分測定技術を 学ぶチャンスです！

～カールフィッシャー水分測定法の疑問にお答えします～

九州会場

カールフィッシャー（KF）水分測定法へのご理解をさらに深めて頂くために、KF法の原理、KF試薬の選び方、日常のメンテナンスについての解説やアプリケーション例と合わせて詳しくご紹介いたしますので、皆様の奮ってのご参加を心よりお待ちしております。

9月26日 金

参加費
無料

会場：TKP博多駅筑紫口ビジネスセンター

定員：30名

会議室301

13:00～15:50(開場12:30)

※個別相談は16:30まで対応いたします



第1部：KF法による水分測定の概説 30分

KF水分測定の基礎と試薬選定や日常業務に役立つ手順をアドバイスいたします。

第2部：水分測定装置のご紹介 30分

水分の絶対値を正確に定量できる分析装置の機能についてご紹介いたします。また新たに連携したLIMSシステムも合わせてご紹介いたします。

第3部：水分測定のコツ 40分

サンプルの取り扱いや適切な水分測定についてアプリケーションを通してご紹介いたします。

第4部：水分測定装置のメンテナンス 40分

装置をより良いコンディションでお使いいただくためのポイントについてご紹介いたします。

※ プログラムの内容は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 同業他社の方のお申込み・ご視聴はご遠慮いただいております。

お申込みは裏面のURLから


日東精工アナリティック株式会社

セミナーへのご参加は、弊社ウェブサイトの
「イベント・セミナー情報」よりお申込みください。

<https://www.n-analytech.co.jp/>



セミナーに参加された方に配布しております。



日常・定期メンテナンス
■ 保守マニュアル 電量法
■ 保守マニュアル 容量法
■ 保守マニュアル 気化法

サンプルごとのテクニック集
■ テクニカルマニュアル

製品紹介

● 水分測定装置CA/KF-51



- 試料投入を**自動検知し自動で測定**を開始できます。
- 1台で**高水分から微量まで**、また様々な性状の試料に幅広く使用できます。
- 測定結果の保存件数やパラメーター数が増えました。
- ビューワー PC ソフトウェア (TV-51) を使用することで結果を測定ごとにテキストファイルとして保存します。
測定データを上位のシステムなどにご利用いただけます。

会場までのアクセス:

TKP博多駅筑紫口ビジネスセンター 301



お問い合わせ先

日東精エアナリテック株式会社

セミナー担当 営業推進部 市川・高橋

〒242-0007 神奈川県大和市中央林間7-10-1

TEL:046-278-0052



〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街4-8

■ JR鹿児島本線 博多駅 筑紫口 徒歩2分